

# VISTA® 多点支撑 治疗型颈托

用于颈源性头痛的创新产品

## 推出的新产品用于 颈源性头痛



Aspen®专利的主动治疗型产品，用于减轻颈源性头痛，包括枕神经痛。此独特产品可：

- 提供保守，非麻醉的治疗选项
- 热敷/冷敷松弛紧张的肌肉以减少对神经的牵拉
- 气囊可放于需要部位帮助缓解症状
- 在数分钟内减轻患者症状

### 产品信息

薇斯塔Vista多点支撑治疗型颈托 ————— 984250

治疗型颈托替换件 ————— 984257



### 随时在家舒服地接受治疗

像支撑腰带一样，薇斯塔Vista多点支撑治疗型颈托可提供治疗性加压，并可配合热敷或冷敷以减轻症状和炎症。


# VISTA® 多点支撑治疗型颈托

用于颈源性头痛的创新产品

 **Aspen 优势的标记**  
Aspen独有的创新特点

## 整合式压缩泵 ④

容易触及，加压泵和减压阀可使患者快速获得所需的治疗压力




## 转轴枕部衬板 ④

有衬垫的衬板给枕部区域提供压力以帮助支撑



## 一个型号，尺寸可调 ④


多点可调，适合不同头型，库存最少



## 持续适用性 ④

居家使用时，一次尺寸设定，可维持正确中线佩戴位置


压缩气囊-配合  
热敷或冷敷治疗



## 治疗性加压系统 ④

对每个患者紧张的软组织提供个体化的加压支撑

- 气囊在适当加压下帮助患者恢复颈椎的自然曲度
- 治疗包提供热敷或冷敷治疗，可帮助减少炎症和肌肉痉挛
- 可将治疗包调整放于需要热/冷敷的部位以提高疗效



## 在家舒适地减轻症状

薇斯塔Vista多点支撑治疗型颈托独特的气囊加压系统，可热/冷敷治疗，配合其它治疗手段，可以帮助减轻颈源性头痛。