




Vista
Upper Spine

提升患者护理水平

Vista Upper Spine

Vista® Cervical Collar

薇斯塔。颈托

编号 L0172 已通过认证

Vista® TX Collar

薇斯塔。TX 颈托

编号 L0174 已通过认证



Vista® MultiPost Collar

薇斯塔。多重支撑颈托

编号 L0180 已通过认证

Vista® ICU Back Panel

薇斯塔。ICU 背板

仅背板

Vista® CTO

薇斯塔。

颈胸支具

Vista® CT04

薇斯塔。

颈胸支具 4

最具创新的爱斯本产品系列

可调节Vista薇斯塔上脊柱支具

作为Aspen爱斯本旗下的高端产品, Vista薇斯塔上脊柱系列利用独具创新的设计和无可比拟的技术, 最大程度提升患者的护理质量。卓越的运动限制, 有效的压力分布, 以及均码可调节特性, 共同改善患者体验, 减少库存需求, 并且真正消除皮肤损伤。根据所需的运动限制程度, 薇斯塔提供了多种系列的完全可调节产品, 能满足患者的不同临床状况和不同护理阶段需求。

多次获奖的颈部护理产品

凭借独具创新的设计, Vista Collar薇斯塔颈托和颈胸支具因最佳新颈部护理技术而获得声誉卓著的脊柱技术奖。Vista薇斯塔颈托还荣获了TechAmerica 特曼奖的最佳医疗设备奖。爱斯本以获得这些奖项为荣, 更以旗下产品能够成为北美各大创伤中心的首选颈部支具, 为患者提供卓越护理, 改善患者的治疗结局为荣。



Vista Collar
薇斯塔颈托



Vista CTO
薇斯塔颈胸支具

Vista薇斯塔上脊柱支具产品确有其效

已经出版的治疗结果研究证实了爱斯本颈托确实能够减少颈托相关性压疮¹的发生, 有效降低治疗费用^{1,2}。尺寸不合、用法不当的颈托可能影响其限制运动的效果³, 而薇斯塔颈托的可调节性能够保证适当的贴合及确有治疗效果的运动限制⁴。爱斯本支具经过循证医学证明, 能够在防止皮肤损伤的同时提供安全有效的支撑¹。


1. Blaylock, B., et al. 《解决颈托带来的压疮问题: 分步讲解》. 《造口伤口管理》. 1996 年 5 月: 42(4): 26-33
2. Powers, J., et al. 《应对颈托相关性枕部压疮的多学科方法》. 《护理质量杂志》, 1997 年 10 月: 12(1): 46-52.
3. Bell, K., et al. 《测定运动范围以评估颈托支具不良贴合的副作用》. 《脊柱杂志》, 2009 年 3 月: 9(3): 225-31
4. Ivancic, PC., et al. 《颈托和颈胸支具能有效稳定受伤的颈椎吗?》《脊柱》, 2013 年 6 月 1 日: 38(13): E767-74. *薇斯塔 TS、薇斯塔 TS4 现更名薇斯塔 CTO、薇斯塔 CT04
5. 《允许的相对运动量, 薇斯塔与爱斯本对比》, 爱斯本医学产品室内测试, 2006 年 12 月



Vista Collar 薇斯塔颈托

编号 L0172 已通过认证

可完全调节的Vista Collar薇斯塔颈托能够改善患者的护理结果,同时节省时间、费用和储存空间。依托Aspen Collar爱斯本颈托的原有设计, Vista Collar薇斯塔颈托提供了安全有效的运动限制⁵,并将对皮肤的损伤减到最小。高度调节的专利技术使您始终拥有正确的尺寸。



均码可调节

已获专利的尺寸调节系统提供了六种高度调节方案,方便地适应各种人体形态,针对患者的具体情况进行调节。



转盘式高度调节


轻拉、旋转高度调节转盘,即可选择一档高度方案。



Vista 薇斯塔 TX 颈托

编号 L0174 已通过认证

不仅包括薇斯塔颈托所有的优良临床特点和治疗效果,还附带了易于拆卸的胸部延展板,为胸部提供更多保护。



无与伦比的方便患者护理

超大气管开口方便患者接受气道管理和其他重要手术。



Vista 薇斯塔 ICU 背板

减压衬垫

独特的双密度泡棉能够分散压力,减少皮肤损伤:低密度聚醚泡棉轻柔包裹患者头部,达到极佳的压力分散效果。高密度聚氨酯泡棉提供额外支撑。



延展后侧衬垫

提供枕部支撑,防止复位期间床板对患者造成的剪切力,患者能够行走后即可拆除。

Vista薇斯塔 ICU 背板亦单独销售。

Aspen Advantage

Aspen爱斯本医疗产品公司是市面上最好的脊柱护具生产商之一。对研发的积极投入使Aspen爱斯本产品具有无数的独特优势,这些优势均被冠以 Aspen Advantage 标志。这些优势让医师和患者获得了真正的益

处。另外,爱斯本支具有着 30 多年的临床使用历史,大量研究证明了爱斯本产品的安全、有效、舒适性。值得信赖、确有成效的高质量产品。这就是 Aspen Advantage。



Aspen Advantage 标志

爱斯本独创的新颖功能

Vista MultiPost Collar薇斯塔多重支撑颈托

编号 L0180 已通过认证

带转枢枕板的Vista MultiPost Collar薇斯塔多重支撑颈托, 多增加了一层支撑力, 有更佳的运动限制能力⁴。与原版Vista Collar薇斯塔颈托一样, Vista MultiPost Collar薇斯塔多重支撑颈托也采用均码可调节设计, 真正消除因颈托尺寸错配而产生的浪费。该产品还配备了确实有效的Aspen爱斯本棉制衬垫, 通过减少患者枕部的接触点, 增强对皮肤的保护。



转枢枕板减少压力

枕板能够围绕转轴旋转, 以适应不同患者的头形, 增加支撑力, 提升患者舒适度。减少与患者枕部中线的接触, 有助于限制危险区域的压力点数量和热量聚集, 避免皮肤破损。



增加可见性, 提高护理质量
创新设计提高枕部可见度, 从此无需移除颈托即可检查皮肤状况。

轻松升级, 满足患者的更多需求

如果需要额外的运动限制, Vista CTO薇斯塔颈胸支具和Vista CTO4薇斯塔颈胸支具 4 升级包均可轻松地安装到薇斯塔多重支撑颈托之上。




Vista MultiPost Collar
薇斯塔多重支撑颈托

Vista CTO4
薇斯塔颈胸支具4升级包

Vista CTO
薇斯塔颈胸支具升级包

有效保护皮肤

确实有效的Aspen爱斯本棉质衬垫去 除患者表皮上的湿气, 而聚氨酯泡棉保证了最佳的压力分布。¹



气流

棉制衬里

聚氨酯泡棉

可完全调节, 只为最佳贴合

前后高度可调设计允许医师有效调节以适应患者不同解剖形态和状况



Vista Collar薇斯塔颈托前板

Vista Collar薇斯塔颈托前板拥有简单易用的高度调节专利系统, 实现均码可调节, 无可比拟的气管开口让医师能够方便地进行气道管理。

Vista CTO薇斯塔颈胸支具与Vista CT04薇斯塔颈胸支具4

Vista CTO薇斯塔颈胸支具与Vista CT04薇斯塔颈胸支具 4 以提供包括颈胸椎的运动限制为目的, 在三个运动平面上提供了卓越的运动限制功能——屈伸运动、侧向屈伸以及轴向旋转⁴, 两款均码可调节支具包括多个调节点, 保证舒适贴合, 同时易于拆除, 帮助患者更好恢复。




舒适衬垫

在患者接触点处全部配备衬垫, 从而达到最佳的舒适度, 提高患者依从性。


可调的胸骨锁定

轻易调整支撑杆角度, 适应患者的人体形态, 然后锁定位置。



灵活的胸椎调整

均码从本质上适合所有患者的人体形态, 可拆卸, 帮助患者初次与再复位。



VISTA CT04 薇斯塔颈胸支具4

为了实现最最大的运动限制, Vista CT04薇斯塔颈胸支具 4 在三个运动平面上提供了卓越的运动控制功能⁴。可调节的背部薄支撑杆在提供最大支撑的同时实现了最佳的患者舒适度, 即使在仰卧位时也是如此。



VISTA CT04
薇斯塔颈胸
支具4

VISTA CTO
薇斯塔颈胸
支具

VISTA
MULTIPOST
COLLAR
薇斯塔
多重支撑
颈托



容易拆卸, 满足不同护理阶段

随着病人病情的好转, 可将Vista CT04薇斯塔颈胸支具 4 拆卸为Vista CTO薇斯塔颈胸支具, 或者再次拆卸为Vista MultiPost Collar薇斯塔多重支撑颈托, 所有操作均无需使用工具。

产品信息

Vista MultiPost Collar 薇斯塔多重支撑颈托	Vista MultiPost Collar薇斯塔多重支撑颈托	984200
	Vista MultiPost Collar薇斯塔多重支撑颈托套装带替换衬垫	984202
Vista TX Collar 薇斯塔 TX 颈托	Vista TX Collar薇斯塔 TX 颈托	984100
	Vista TX Collar薇斯塔 TX 颈托套装带替换衬垫	984102
Vista Cervical Collar 薇斯塔颈托	Vista Collar薇斯塔颈托	984000
	Vista Collar薇斯塔颈托套装带替换衬垫	984002
	标准背板	984006
	大号背板	984008
Vista ICU Back Panel 薇斯塔 ICU 背板	Vista薇斯塔 ICU 背板	984600
Vista CTO4 薇斯塔颈胸支具4 · 4 支撑颈胸支具	Vista CTO4薇斯塔颈胸支具4	984550
Vista CTO · CTO mit 2 Stützen	Vista CTO薇斯塔颈胸支具	984510
升级包	Vista CTO4薇斯塔颈胸支具 4 升级包 后侧	984554
	Vista CTO薇斯塔颈胸支具升级包 前侧	984504
替换衬垫	Vista MultiPost Collar薇斯塔多重支撑颈托替换衬垫	984220
	Vista TX Collar薇斯塔 TX 颈托替换衬垫	984120
	Vista Collar薇斯塔颈托替换衬垫	984020
	Vista Collar薇斯塔颈托大号背板替换衬垫	984028
	Vista ICU Back Panel薇斯塔 ICU 背板替换衬垫	984620
	Vista CTO4/Vista CTO薇斯塔颈胸支具 4/薇斯塔颈胸支具替换衬垫	984520